

PNT 2090160 DOC/001 Ed. 6. Annex I

Lluís Solé Sabarís, 1-3
08028 Barcelona
Tel. 934021694
Fax. 934021398
e-mail: teixidor@ccit.ub.edu

UCGEMA N°	
REGISTRE N°	

DADES DE L'USUARI

Usuari autoritzat: Nom i cognoms:	
Usuari titular: Nom i cognoms:	
Grup/Empresa:	
Departament:	
Telf:	E-mail:
Opció de facturació (només usuaris UB): UB <input type="checkbox"/> /FBiG <input type="checkbox"/> . Altres situacions.....	
Referències pròpies de l'usuari:	

PRESTACIÓ SOL·LICITADA

Descripció de la prestació:
N° de mostres:
Referència de les mostres (si falta espai continuar darrera full):
Tècnica analítica sol·licitada: CG-FID <input type="checkbox"/> CG-EM(EI) <input type="checkbox"/> CG-EM(CI) <input type="checkbox"/> CG-EM(NCI) <input type="checkbox"/> HS-CG-EM <input type="checkbox"/> TD-CG-EM <input type="checkbox"/> SPME-CG-EM <input type="checkbox"/> EA-IRMS <input type="checkbox"/> CG-IRMS <input type="checkbox"/> LC-IRMS <input type="checkbox"/> Altres <input type="checkbox"/>
Anàlisi: Qualitativa <input type="checkbox"/> Quantitativa <input type="checkbox"/> Semiquantitativa (indicar nivell concentració aprox.) <input type="checkbox"/>
Conservació de la mostra: Nevera <input type="checkbox"/> Congelador <input type="checkbox"/> Dessecador <input type="checkbox"/> Laboratori <input type="checkbox"/>
Precaucions en la manipulació de la mostra: Guants <input type="checkbox"/> Màscara <input type="checkbox"/> Toxicitat/Perillositat: Alta <input type="checkbox"/> /Baixa <input type="checkbox"/> / Desconeguda <input type="checkbox"/>
Autoservei <input type="checkbox"/> Informe <input type="checkbox"/> Elaboració resultats <input type="checkbox"/>
Observacions:
Només usuaris UB: L'usuari declara que la prestació sol·licitada és per investigació pròpia <input type="checkbox"/> o treball per empresa <input type="checkbox"/>

RECOLLIDA DE MOSTRES PER L'USUARI (Data i signatura):

CONFORMITAT

USUARI:	<i>Cap de la Unitat/Responsable Tècnic</i>
Data:	Data:
<i>Signatura</i>	<i>Signatura</i>

- Notes:**
1. Qualsevol addició o modificació en la comanda es registrarà i autoritzarà pel Cap d'Unitat o Responsable Tècnic.
 2. El temps de conservació de les mostres és de 3 mesos i el dels registres és de 5 anys per usuaris en règim de NO-AUTOSERVEI.